
Slå alarm

Hold knappen på høyre side av smartklokken inne, inntil du hører et pip for å utløse alarmen.

Samtalen kobles via mobiltelefonnettet til de som står på ringeliste. Alarmen kan også utløses ved å holde inne knappen som er gjemt nederst på minuttskiven inntil du hører et pip.



Ta imot en telefonsamtale

Kun de som er oppført i smartklokkens ringeliste kan ringe til smartklokken. Smartklokken ringer med et tydelig lydsignal ved innkomne anrop. Samtidig lyser det grønt på høyre side av urskiven. Dette er en skjult knapp som ganske enkelt skal trykkes på for å besvare oppringningen.

Du kan avvise og avslutte en samtale ved å trykke på knappen som er gjemt under rødt signal på venstre side av urskiven.



Ring en person på ringeliste

Trykk raskt en gang på knappen på siden av smartklokken for å få opp telefonlisten.



Bla gjennom telefonlisten ved å trykke på knappen som er gjemt under gult signal øverst på urskiven.



Ring til valgt person ved å trykke på knappen som er gjemt under grønt signal til høyre på urskiven.



Avslutt samtalen ved å trykke på knappen som er gjemt under rødt signal til venstre på urskiven.

